



Valable du 01/10/2021
au 31/12/2021

MICROPIPETTES TRANSFERPETTE S

- Piston à faible course et force de pipetage réduite
- Verrouillage du volume pour un pipetage sécurisé
- Code couleur visible sur l'afficheur, le bouton de blocage et la partie basse de la micropipette
- Calibration rapide et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
- Porte pointe fin pour pipetage facilité dans des contenants étroits
- Autoclavables à 121 °C sans démontage

Micropipettes Transferpette S volume variable

Référence	Volume (µl)	Code couleur	€ HT	€ HT PROMO
042527	0,1 - 1	Gris (nano-cap)	298	173,25 -
042528	0,1 - 2,5	Gris (nano-cap)	298	173,25 -
042529	0,5 - 10	Gris	298	173,25 -
042530	2 - 20	Jaune	267	154,84 -
042531	5 - 50	Jaune	267	154,84 -
042532	10 - 100	Jaune	267	154,84 -
042533	20 - 200	Jaune	267	154,84 -
042534	100 - 1000	Bleu	267	154,84 -
042535	500 - 5000	Rouge	298	173,25 -
042536	1000 - 10000	Bleu clair	298	173,25 -

Micropipettes Transferpette S multicanaux

Volume (µl)	Code couleur	Modèle 8 canaux			Modèle 12 canaux		
		Réf.	€ HT	€ HT PROMO	Réf.	€ HT	€ HT PROMO
0,5 - 10	Gris	042543	789	407,40 -	042548	904	466,90 -
5 - 50	Jaune	042544	789	407,40 -	042549	904	466,90 -
10 - 100	Jaune	042545	789	407,40 -	042550	904	466,90 -
20 - 200	Jaune	042546	789	407,40 -	042551	904	466,90 -
30 - 300	Vert	042547	789	407,40 -	042552	904	466,90 -



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles -
67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90
Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

