

## Homogénéiseur à billes "OMNI Bead Ruptor Elite"

**HOMOGENÉISEUR PROGRAMMABLE POUR BROYAGE,  
LYSE ET HOMOGENÉISATION D'ÉCHANTILLONS**

Référence 078242

**9900 -**  
~~10470~~ € HT

- Large choix de plateaux pour tubes de 0,5 à 50 ml
- Jusqu'à 99 programmes mémorisables de 10 cycles maximum chacun
- Ecran tactile
- A compléter avec le kit de plateau au choix
- Fourni avec le couvercle de sécurité verrouillable
- Marquage CE
- Garantie 1 an

Gamme de volumes	De 25 µl à 50 ml
Performances (m/s)	De 0,8 à 8, échelon de 0,15
Timer	De 1 s à 9:59 min
Nombre de programmes	Jusqu'à 99
Nombre de cycles	Jusqu'à 10
Dimensions l x p x h (mm)	38 x 43 x 33
Poids (kg)	29
Alimentation	115-230 VAC, 50/60 Hz



**VIDEO**



Saisissez la référence sur  
**DUTSCHER.COM**  
pour voir la vidéo produit

### Kit de plateaux

Référence	Capacité	€ HT	€ HT PROMO
078244	24 tubes 2 ml	<del>357</del>	<b>OFFERT POUR L'ACHAT D'UN BEAD RUPTOR ELITE</b>

Dominique DUTSCHER SAS  
2C, rue de Bruxelles -  
67170 BERNOLSHEIM  
Tél. 03 88 59 33 90  
Fax. 03 88 59 33 99  
[www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)