

Postes de sécurité microbiologique Thermo Scientific MSC-Advantage

- Postes certifiés conformes aux normes de sécurité EN12469 et NF EN 12469
- Sécurité exceptionnelle : le poste comporte uniquement des composants lisses, ce qui élimine le risque de blessures lors des opérations routinières d'entretien courant et de maintenance
- Commande conviviales : visible en position assise, le panneau de commande est à portée de main
- Inclinaison ergonomique de la face avant du poste
- Plan de travail segmenté modulable : en acier inoxydable, il est composé de 4 ou 6 pièces, chaque élément mesurant 300 mm de large
- Repose-bras confortable

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
228155	Poste MSC Advantage 0.9, 230V, 50Hz, certifié EN et NF	9258	7370 -
228155UV	Poste sécurité microbiologique MSC Advantage 0.9 avec lampe UV	9623	7661 -
023263	Poste MSC Advantage 1.2, 230V, 50Hz, certifié EN et NF	10001	7961 -
023263UV	Poste sécurité microbiologique MSC Advantage 1.2 avec lampe UV	11173	8252 -
228156	Poste MSC Advantage 1.5, 230V, 50Hz, certifié EN	11674	9293 -
023264	Poste MSC Advantage 1.8, 230V, 50Hz, certifié EN	12038	9583 -

- Options de piètement multiples : 3 modèles de piètements différents disponibles selon les besoins des utilisateurs
- Option lampe UV programmable : optimise la décontamination et réduit l'utilisation de l'ampoule grâce à une minuterie programmable

Accessoires

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
023388	Piètement ajustable pour MSC-Advantage 0.9, h : 750 - 950 mm par incréments de 50 mm	1010	724 -
023268	Piètement ajustable pour MSC-Advantage 1.2, h : 750 - 950 mm par incréments de 50 mm	1171	839 -
228199	Piètement ajustable pour MSC-Advantage 1.5, h : 750 - 900 mm par incréments de 50 mm	1274	913 -
023269	Piètement ajustable pour MSC-Advantage 1.8, h : 750 - 950 mm par incréments de 50 mm	1356	972 -
023390	Etagère suspendue pour piètement	456	327 -

