

Notre sélection ClearLine® pour la PCR / qPCR

- Nouvelle gamme de consommable de PCR ClearLine®
- Qualité premium avec un rapport qualité/prix imbattable
- Produits en stock
- Echantillons disponibles sur demande

Barrettes de tubes PCR ClearLine®

- Faciles à découper en tubes individuels
- Paroi extra-fine
- Volume de travail : 0,2 ml
- Barrettes de capuchon compatibles avec les plaques PCR ClearLine®



NOUVEAU



Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton	€ HT PROMO
257052	Barrette de 8 tubes PCR	250 x 8	129,30	56 -
257051	Barrette de 8 capuchons plats optiques	250 x 8	69,40	41 -
257046	Barrette de 8 tubes PCR avec capuchon dôme	250 x 8	163,50	108 -
257054	Barrette de 8 tubes PCR avec capuchon plat	250 x 8	187	131 -
257053	Barrette de 8 tubes PCR avec capuchon plat	10x250x8	1164,30	913 -

Plaques PCR ClearLine®

- Plaque 96 puits
- Coloris naturel
- Index alphanumérique imprimé en noir



NOUVEAU



Réf.	Jupe	Vol. de travail	Format	Autres caractéristiques	Unités/ carton	€ HT/ carton	€ HT PROMO
257047	Sans jupe	200 µl	Universel	Collerette autour de chaque puits pour faciliter le scellage	100	223,40	143 -
257048	A jupe	100 µl	Universel	Pour bloc low profile, compatible CFX96	100	223,40	143 -
257049	A demi-jupe	200 µl	Universel /ABI	Avec rebords de plaque pour alignement avec les plaques de purification	100	223,40	143 -
257050	A demi-jupe	200 µl	Universel /ABI	Avec rebords dans les 4 coins de la plaque	100	223,40	143 -

Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®

- Applications : qPCR, stockage à long terme, cristallographie et HPLC
- En polyofilin de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -80 °C à +105 °C
- Pour tous types de plaques
- Dimensions sans languette : 116,2 x 78,3 mm
- Avec deux languettes détachables (sauf film en rouleau)
- Optiquement clair, faible autofluorescence
- Bonne résistance chimique
- La colle silicone est libérée uniquement lorsqu'une pression est appliquée pour une adhésion irréprochable sans interférence avec l'échantillon



Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton	€ HT PROMO
765246	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	100	301,80	195 -
765279	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	25	85,90	66 -
765265	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine® stérile	100	203,50	131 -
765249	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine® en rouleau de 65 m	1	997,20	717 -

Applicateur


Référence	€ HT/ carton	€ HT PROMO
760233	54,30	22 -



Films ThermalSeal® RT2™ et RT2RR™ ClearLine®

- Application : qPCR
- En polyester de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -40 °C à +120 °C
- Avec deux languettes détachables
- Optiquement clairs, faible autofluorescence
- Films de qualité optique supérieure avec une excellente adhésion


Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/carton	€ HT/carton	€ HT PROMO
760236	Film ThermalSeal® RT2RR™ ClearLine® pour plaque non jupée	118,1 x 77,8	100	256,60	164 -
760208	Film ThermalSeal® RT2™ ClearLine® pour plaque jupée ou demi-jupée	121,9 x 79,4	100	411,10	164 -



Films AlumaSeal® 96 ClearLine®


- Applications : PCR, stockage à long terme
- En aluminium de 38,1 µm
- Température d'utilisation : -80 °C à +120 °C
- Pour tous types de plaques
- Avec une languette
- Perçables
- Opaques
- Etanchéité renforcée pour plaques 96 puits

Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/carton	€ HT/carton	€ HT PROMO
760231	Film AlumaSeal® 96 ClearLine® pour plaque 96	117,5 x 77,8	100	97,20	62 -



Films thermosoudables ClearLine®

- Existents sous 2 formats :
 - format feuille pour thermosoudeuse manuelle ou semi-automatique
 - format rouleau pour thermosoudeuses automatiques, Agilent VII Plateloc, REMP (LHS / SHS), ALPS 5000 et IntelliXseal

Photo	Modèle	Description	Applications	Températures d'utilisation	Plaques compatibles	Réf.	Conditionnement	Dimensions	€ HT	€ HT PROMO
	qPCRClear NPeel	Film qualité optique et pelable	qPCR, stockage à court terme	-80 °C à 80 °C	Polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polystyrène (PS), copolymère d'oléfine cyclique (COC)	257114	1 rouleau	610 m x 78 mm	650	500 -
						257116	100 feuilles	125 x 78 mm	60	46 -
						257115	1 rouleau	500 m x 115 mm	636	489 -

Découvrez l'ensemble de notre gamme de films adhésifs et de films thermoscellables ClearLine® sur www.dutscher.com

Retrouvez sur notre site web dans l'onglet service, notre formulaire de demande d'échantillon afin de tester nos produits gratuitement.



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles -
67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90
Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com