

TRIO PACK : coffret de 3 micropipettes Acura® Socorex

Le pack promo contient* :

- + TRIO PACK avec 3 micropipettes Acura® Manual 825/835
- + Support Twister™ universel pour 6 micropipettes
- + Sac étanche en cadeau (3,5 l)



Une offre super flexible avec un cadeau en prime

Flexibilité quant aux volumes

Neuf TRIO PACK différents pour répondre à vos besoins spécifiques.

Flexibilité quant aux embouts

Réglage de l'éjecteur Justip™ pour une large compatibilité avec presque tout embout.

Flexibilité quant au support

Support Twister™ universel pour entreposer six pipettes monocanal de toute marque.

A un prix attractif

Jusqu'à 35 % de rabais par rapport à l'achat de chaque article séparément.

Caractéristiques des micropipettes

- Légères, prise en main optimisée et activation souple du piston
- Réglage du volume avec butée de précision
- Capuchon tournant empêchant toute modification accidentelle du volume
- Calibration rapide et sûre par l'utilisateur
- Autoclavables sans démontage
- Robustes, résistantes aux chocs et aux UV
- Garantie : 3 ans
- Livré avec des échantillons de pointes Qualitix et un certificat QC par pipette



Contenu* du TRIO PACK PROMO + portoir + sac cadeau

Réf.	Pipette 1	Pipette 2	Pipette 2
061382	0,1 - 2 µl	0,5 - 10 µl	5 - 50 µl
061383	0,1 - 2 µl	2 - 20 µl	20 - 200 µl
061384	1 - 10 µl	5 - 50 µl	20 - 200 µl
061385	0,5 - 10 µl	10 - 100 µl	100 - 1000 µl
061386	1 - 10 µl	10 - 100 µl	100 - 1000 µl
061387	2 - 20 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl
061388	5 - 50 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl
061389	10 - 100 µl	100 - 1000 µl	0,5 - 5 ml
061390	100 - 1000 µl	0,5 - 5 ml	1 - 10 ml

* Le contenu des packs ne peut être modifié. Couleur du support selon disponibilité.
Valable pour toute nouvelle commande jusqu'au 30 juin 2023.