

## Spectrophotomètres Secoman Prim Light et Prim Advanced

- Cuve 10 mm
- Logiciel interne : absorbance, transmission, concentration, cinétique
- Mémoire interne 50 méthodes
- Pack PC : imprimer et enregistrer directement avec un ordinateur
- Balayage de spectres uniquement sur modèle ADVANCED
- Affichage rétro-éclairé
- Utilisation courante au laboratoire ou en enseignement
- Alimentation 115/230 V 50/60 Hz



Compacts et légers,  
manipulation simple et intuitive



Modèle	PRIM light	PRIM advanced
Gamme spectrale	330 - 900 nm	
Bande passante	10 nm	
Précision	+/-1,5%	
Reproductibilité	1 nm	
Absorbance	Oui	Oui
% transmission	Oui	Oui
Concentration	Non	Oui
Cinétique	Non	Oui
Balayage	Non	Oui
Réf.	047281	799002

