

Du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2024



## Pipetage sans effort et résultats fiables

Les micropipettes Corning Lambda EliteTouch ont été conçues pour offrir les plus hauts niveaux de confort et de précision. La construction légère, la poignée profilée et le compteur à 4 chiffres ont été conçus pour garantir un pipetage confortable. Toutes les micropipettes présentent un mouvement de piston fluide et nécessitent des forces de pipetage extrêmement faibles pour réduire la tension et la fatigue du poignet. Les boutons poussoirs colorés (inclus) peuvent aider à identifier un utilisateur ou une application pour la sécurité de l'échantillon et réduire le risque de contamination croisée.

- Pipette légère et ergonomique pour réduire la tension et la fatigue du poignet
- Réglage du volume d'une seule main avec le système de verrouillage automatique empêchant le changement de volume pendant le travail
- Autoclavables et résistantes aux UV
- Livrées avec un certificat de qualité
- Affichage du volume à 4 chiffres

Réf	Désignation	€	€ PROMO
<a href="#">006050</a>	Pipette Lambda Elitetouch 0,1-2 µl	<del>340</del>	152 -
<a href="#">006051</a>	Pipette Lambda Elitetouch 0,5-10 µl	<del>340</del>	152 -
<a href="#">006052</a>	Pipette Lambda Elitetouch 2-20 µl	<del>340</del>	152 -
<a href="#">006054</a>	Pipette Lambda Elitetouch 10-100 µl	<del>340</del>	152 -
<a href="#">006055</a>	Pipette Lambda Elitetouch 20-200 µl	<del>340</del>	152 -
<a href="#">006056</a>	Pipette Lambda Elitetouch 100-1000 µl	<del>340</del>	152 -
<a href="#">006057</a>	Pipette Lambda Elitetouch 8 canaux 0,5-10 µl	<del>824</del>	420 -
<a href="#">006058</a>	Pipette Lambda Elitetouch 8 canaux 5-50 µl	<del>824</del>	420 -
<a href="#">006060</a>	Pipette Lambda Elitetouch 8 canaux 30-300 µl	<del>840</del>	420 -