


 Valable du 1^{er} septembre au 31 décembre 2023



Kits Transferpette® S

- Manipulation d'une main sans effort, réglage et vérification du volume, pipetage, éjection
- Calibrage sans outil
- Affichage du volume toujours bien visible, avec 4 chiffres pour un réglage précis, reste lisible même lors du pipetage
- Autoclavage sans démontage
- Piston anticorrosif
- Bouton de pipetage central et touche d'éjection séparée



Modèle	Starter-Kit Micro	Starter-Kit Midi	Starter-Kit Macro	Starter-Kit Standard
Contenu	3 pipettes : D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10 µl), D-100 (10-100 µl) + 3 boîtes de pointes adaptées + 3 portoirs individuels	3 pipettes : D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000 µl) + 3 boîtes de pointes adaptées + 3 portoirs individuels	3 pipettes : D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl), D-10000 (1000-10000µl) + 3 boîtes de pointes adaptées + 3 portoirs individuels	3 pipettes : D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl) + 3 boîtes de pointes adaptées + 3 portoirs individuels
Réf.	042537	042538	042539	042540
Réf. UGAP	3485483	3485486	3485485	3485484

Manipulation d'une main sans effort

Micropipettes Transferpette S

- Piston à faible course et force de pipetage réduite
- Verrouillage du volume pour un pipetage sécurisé
- Code couleur visible sur l'afficheur, le bouton de blocage et la partie basse de la micropipette
- Calibration rapide et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
- Porte pointe fin pour pipetage facilité dans des contenants étroits
- Autoclavables à 121 °C sans démontage

Micropipettes Transferpette S volume variable

Réf.	Volume (µl)	Code couleur	Réf. UGAP
042527	0,1 - 1	Gris (nano-cap)	3485473
042528	0,1 - 2,5	Gris (nano-cap)	3485482
042529	0,5 - 10	Gris	3485481
042530	2 - 20	Jaune	3485480
042531	5 - 50	Jaune	3485479
042532	10 - 100	Jaune	3485478
042533	20 - 200	Jaune	3485477
042534	100 - 1000	Bleu	3485476
042535	500 - 5000	Rouge	3485475
042536	1000 - 10000	Bleu clair	3485474

Micropipettes Transferpette S multicanaux

Volume (µl)	Code couleur	Modèle 8 canaux		Modèle 12 canaux	
		Réf.	Réf. UGAP	Réf.	Réf. UGAP
0,5 - 10	Gris	042543	3485487	042548	3485492
5 - 50	Jaune	042544	3485491	042549	3485496
10 - 100	Jaune	042545	3485490	042550	3485495
20 - 200	Jaune	042546	3485489	042551	3485494
30 - 300	Vert	042547	3485488	042552	3485493



Retrouvez les prix promotionnels dans votre espace UGAP


 Valable du 1^{er} septembre au 31 décembre 2023



Pipeteur Accu-Jet S

- Pour pipettes en plastique et en verre de 0,1 à 200 ml
- Disponible en 4 coloris
- Utilisation ergonomique et répartition équilibrée du poids
- Vitesses d'aspiration et de distribution réglables ou écoulement libre
- Très rapide : remplissage d'une pipette de 25 ml en 3 secondes
- Temps de chargement court (4 h) pour une utilisation longue durée (8 h de pipetage)
- Possibilité d'utilisation pendant la charge
- Adaptateur, boîtier de l'adaptateur et filtre autoclavables
- Livré avec un chargeur avec bloc universel, un support mural et 2 filtres 0,2 µm stériles



782046



782048

Réf.	Coloris	Réf. UGAP
782046	Anthracite	3491495
782048	Bleu pétrole	3491493

Cuves de spectrophotométrie

Réf.	Désignation	Réf. UGAP
090283A	Cuve macro ps triée volume de remplissage minimum 2,5 ml x100	3485256
090284A	Cuve semi-micro ps triée volume de remplissage minimum 1,5ml x 100	3485258
090286	Cuve macro p mma triée volume de remplissage minimum 2,5 ml x100	3485255
090287A	Cuve semi-micro p mma triée volume de remplissage minimum 1,5 ml x 100	3485257
781913	Cuve uv macro 4 faces lisses x 100	3484446
090266	Cuve uv micro hauteur centrale 8,5 mm volume de 70 à 850 µl emballage standard 100 x 100	3485420



Retrouvez les prix promotionnels dans votre espace UGAP !




Rechercher un produit, une référence ou une page


 MON ESPACE CLIENT
 Connexion - Inscription

 MON PANIER
 0 produit