

ClearLine®

 Produits
sélectionnés par

UGAP
GAUSS
 CONSOMMABLES

Pipettes de sérologie ClearLine® Prime



- En polystyrène
- Graduation bidirectionnelle
- Stériles
- Code couleur

Vol. (ml)	Graduation (ml)	Code couleur	Réf.	Emballage individuel papier/plastique		En vrac				
				Unités/sachet	Unités/carton	Réf. UGAP	Réf.	Unités/sachet	Unités/carton	Réf. UGAP
1	0,01	Jaune	258333	100	1000	4104217	258334	25	1000	4104218
2	0,01	Vert	258335	100	800	4104219	258336	25	800	4104220
5	0,1	Bleu	258337	50	300	4104221	258338	25	500	4104222
10	0,1	Orange	258343	50	200	4104226	258344	25	350	4104227
25	0,2	Rouge	258339	50	200	4104223	258340	25	350	4104224
50	1	Violet	258341	25	100	4104225	-	-	-	-

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml ClearLine®



	15		50		
Volume (ml)	15		50		
Diamètre ext. (mm)	15,4		27,8		
Hauteur (mm)	119		115		
Matière	Tube en polypropylène et bouchon en polyéthylène				
Stérile	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autoclavable	Oui				
Vitesse max de centrifugation (g)	15000		12000		
Jupe	Non	Non	Non	Non	Oui
Graduation	Oui standard et inversée : indication du niveau maximal pour congélation				
Zone de marquage	Oui				
Coloris	Transparent				
Températures d'utilisation	- 86 °C à + 121 °C				
Spécificités	Exempt de DNAses, RNAses, endotoxines ; parfaitement étanche à - 95 kPa				
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes	10 portoirs de 50 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes
Réf. bouchon turquoise	258372	258373	258369	258370	258371
Réf. UGAP	4104231	4104232	4104228	4104229	4104230

Retrouvez
les prix dans votre espace
UGAP!


UGAP

Rechercher un produit, une référence ou une page


MON ESPACE CLIENT
 Connexion - Inscription

MON PANIER
 0 produit