

CORNING

Produits
sélectionnés par



GAÜSS
CONSOMMABLES

Dominique DUTSCHER, une entreprise, des valeurs:

- Une culture du service, de la qualité, de la réactivité et du sur-mesure
- Une volonté d'accompagner ses clients dans tous leurs projets
- Une société 100% française à taille humaine avec des valeurs fortes
- L'offre commerciale la plus étendue du marché "consommables de laboratoire" UGAP

Retrouvez les prix
promotionnels
dans votre espace
UGAP!







MON ESPACE CLIENT
Connexion - Inscription



MON PANIER
0 produit

Flacons de culture cellulaire standard Corning®

- En polystyrène
- Stérilisés par irradiation gamma SAL 10⁻⁵
- Certifiés non pyrogènes
- Testés endotoxines < 0,1 EU/ml

+ d'info ↗
Dutscher.com

Réf.	Type de flacon	Type de col	Type de bouchon	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	Réf. UGAP
Surface 25 cm²							
430639	Rectangulaire	Incliné	Filtrant	TC	20	200	2515185
Surface 75 cm²							
00430641U	En U	Incliné	Filtrant	TC	5	100	2515174
Surface 175 cm²							
431080	En U	Angulé	Filtrant	TC	5	50	2515179



Plaques et microplaques Corning®

- En polystyrène
- Stérilisés par irradiation gamma SAL 10⁻⁵
- Certifiés non pyrogènes
- Testés endotoxines < 0,1 EU/ml
- Code alphanumérique pour identification

+ d'info ↗
Dutscher.com

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Couleur plaque	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	Réf. UGAP
003516	6	Plat	Transparent	TC	1	50	2515207
003513	12	Plat	Transparent	TC	1	50	2515215
003524	24	Plat	Transparent	TC	1	100	2515209
003548	48	Plat	Transparent	TC	1	100	2515210
003596	96	Plat	Transparent	TC	1	50	2533544
003799	96	Rond	Transparent	TC	1	50	2533547



FALCON[®]
A Corning Brand

Produits
sélectionnés par



GAÜSS
CONSOMMABLES

Dominique DUTSCHER, une entreprise, des valeurs:

- Une culture du service, de la qualité, de la réactivité et du sur-mesure
- Une volonté d'accompagner ses clients dans tous leurs projets
- Une société 100% française à taille humaine avec des valeurs fortes
- L'offre commerciale la plus étendue du marché "consommables de laboratoire" UGAP

Retrouvez les prix
promotionnels
dans votre espace
UGAP!







MON ESPACE CLIENT
Connexion - Inscription



MON PANIER
0 produit

Pipettes Falcon[®] pour culture cellulaire

- Stériles, cotonnées, graduées
- Emballage unitaire en papier/plastique pelable



Réf.	Volume (ml)	Code couleur	Unités/boîte	Unités/carton	Réf. UGAP
357521	1	Jaune	100	1000	2517916
357507	2	Vert	100	1000	2517915
357543	5	Bleu	50	200	2517921
357551	10	Rouge	50	200	2517923
357525	25 + 7 ml	Violet	50	200	2517917
357535	25 + 11 ml	Violet	50	200	2517920



Tubes à centrifuger Falcon[®]

- En polypropylène
- Excellente clarté optique
- Emballage de grade médical garantissant une stérilité parfaite
- Surface hydrophobe et biologiquement inerte pour une meilleure récupération des cellules et protéines



Réf.	Volume (ml)	Conditionnement	Unités / carton	Réf. UGAP
352096	15	En sachet	500	2515105
352097	15	Sur portoir	500	2515106
352070	50	En sachet	500	2515101
352098	50	Sur portoir	500	2515107

