


Gants SHIELD™ SMARTLine nitrile bleus 240



- Gants non poudrés en nitrile bleu pour la protection contre les risques courants
- Double enregistrement EPI (règlement EU 2016/425) et DM (règlement EU 2017/745)
- EPI Cat. III type C
- AQL < 1,5
- Résistants à la pénétration des agents infectieux selon test ISO 16604:2004 procédure B
- Epaisseur paume : 0,07 mm
- Longueur : 240 mm



Taille	S/7	M/8	L/9	Unités/ boîte	XL/10	Unités/ boîte
Réf.	065928	065929	065930	100	065931	90
Réf. UGAP	3001526	3001527	3001528	100	3001529	90



Retrouvez les prix
promotionnels dans
votre espace UGAP !



Rechercher un produit, une référence ou une page



MON ESPACE CLIENT
Connexion - Inscription



MON PANIER
0 produit