

Valable du 28 août 2023 au 31 janvier 2024

VACUUBRAND®

Pompe à membrane MZ 2C NT vide limite 7 mbar - 33 l/min

- Résistance chimique élevée et bonne tolérance aux condensats
- Débits élevés même à proximité du vide limite
- Bon vide limite sous lest d'air/gaz inerte
- Fonctionnement silencieux 45 dBA

Dimensions (l x p x h) (mm)	243 x 243 x 198
Poids (kg)	11,1



1825 - 2145
Réf. 978061
Pompe à membrane MZ 2C NT



Pompe à palettes RZ 6 vide limite 2×10^{-3} mbar - 5,7 m³/h

- Pompe à 2 étages
- Grande compatibilité à la vapeur d'eau grâce à un lest d'air optimisé
- Intervalles de vidange plus longs grâce à un grand volume utile d'huile
- Maintenance aisée grâce à la construction télescopique
- Fonctionnement silencieux 50 dBA

Dimensions (l x p x h) (mm)	420 x 156 x 240
Poids (kg)	17



2245 - 2870
Réf. 978049B
Pompe à palettes RZ 6

2410 - 3245
Réf. 978091
Ensemble pompe à palettes RZ 6
et accessoires



Groupe de pompage PC3001 VARIOpro 2 mbar - 2 m³/h

- Avec régulateur CVC 3000
- Adaptation automatique du vide à chaque process, pour une grande sécurité et un fonctionnement sans surveillance, très silencieux et vibrations réduites
- Excellent respect de l'environnement grâce à une récupération efficace des solvants
- Fonctionnement silencieux 42 dBA

Dimensions (l x p x h) (mm)	300 x 306 x 400
Poids (kg)	7,7



4480 - 5480
Réf. 978795
PC 3001 VARIOpro

