

## Flacons Pyrex® pour milieux



- Flacons ISO en verre borosilicaté
- Autoclavables
- Idéal pour le stockage et la conservation de milieux de culture et de tampons
- Gradués, munis d'un bouchon en polypropylène bleu avec bague anti-goutte (à l'exception de la version GL25, livrée sans bague anti-goutte)
- Code de traçabilité



Réf.	Volume (ml)	Col	ø x h (mm)	Unités/carton	Réf. UGAP
001090	25	GL 25	36 x 70	10	3486906
001091	50	GL 32	46 x 88	10	3486817
001092	100	GL 45	56 x 100	10	3486814
001989	150	GL 45	62 x 105	10	3487220
001093	250	GL 45	70 x 138	10	3486816
001094	500	GL 45	86 x 176	10	3486818
001095	1000	GL 45	101 x 255	10	3486813
001096	2000	GL 45	136 x 260	10	3486815
001991	3500	GL 45	160 x 295	1	3487219
001097	5000	GL 45	181 x 335	1	3486812
001098	10000	GL 45	227 x 410	1	3487090
232895	15000	GL 45	-	1	3486905
001099	20000	GL 45	300 x 510	1	4104237


## Flacons de laboratoire, avec bouchon à vis et bague anti-goutte haute température



- Capuchon et bague anti-goutte en polyester thermoplastique
- Code de traçabilité imprimé : certificat de lot téléchargeable
- Résistent à une stérilisation à air chaud jusqu'à 180 °C
- Le joint en silicone revêtu de PTFE résiste aux attaques chimiques
- Le flacon de 25 ml se caractérise par une bague en verre moulée directement dans le col de flacon et ne requiert aucune bague anti-goutte

Réf.	Volume (ml)	Ø du corps (mm)	H. flacon (mm)	Filetage GL	Unités/carton	Réf. UGAP
232546	25	36	70	25	10	3487118
232547	50	46	88	32	10	3486929
232548	100	56	100	45	10	3486928
232549	250	70	138	45	10	3487119
232550	500	86	176	45	10	3487120
232551	1000	101	225	45	10	3487117
232552	2000	136	260	45	10	4104236

Retrouvez  
les prix dans votre espace  
UGAP !



Rechercher un produit, une référence ou une page



MON ESPACE CLIENT  
Connexion - Inscription



MON PANIER  
0 produit