

SARTORIUS

Unités de filtration Sartolab RF et BT

- Prêtes à l'emploi
- Unités complètes ou entonnoirs pour flacon col 45 mm
- Pour filtration sous vide de solutions de 150 ml à 1 litre
- Surface de filtration augmentée pour un meilleur débit de filtration
- Membrane PES optimisée pour faible adsorption aspécifique des protéines
- Stérilisation radiation E-beam (SAL 10-6)

Stérile

NOUVEAU

Unités de filtration Sartolab RF

- Unités complètes de filtration
- Graduations et zones de marquage

Réf.	Seuil (µm)	Volume entonnoir et bouteille (ml)	Unités/carton	Réf. UGAP
845220	0,1	250	12	3491706
845221		1000	12	3491707
845212	0,22	150	12	3491708
845213		250	12	3491709
845214		500	12	3491710
845215		1000	12	3491711
845207	0,45	150	12	3491716
845208		250	12	3491717
845209		500	12	3491718
845210		1000	12	3491719



Entonnoirs de filtration Sartolab BT



Unités de filtration Sartolab RF

Entonnoirs de filtration Sartolab BT

- Entonnoirs de filtration avec couvercle et adaptateur de prise de vide
- Graduations et zones de marquage

Réf.	Seuil (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	Réf. UGAP
845216	0,22	150	12	3491712
845217	0,22	250	12	3491713
845218	0,22	500	12	3491714
845219	0,22	1000	12	3491715
845211	0,45	1000	12	3491720

Unités de filtration Sartolab RF50

- Tube 50 ml avec entonnoir de filtration PES 0,2 µm ou 0,45 µm
- Pour la filtration de petits volumes en culture cellulaire
- Faible taux de fixation des protéines
- Stérilisation aux rayons avec SAL 10[®]

Réf.	Désignation	Unités/carton	Réf. UGAP
978885	Unité de filtration Sartolab RF50, PES, 0,22 µm	24	3102504
978886	Unité de filtration Sartolab RF50, PES, 0,45 µm	24	3102505



Unités de filtration Sartolab RF50

Flacons récepteurs pour unités de filtration

- Stérile et sans endotoxines
- Col 45 mm
- Profil optimisé pour préhension facile
- Corps polystyrène, capuchon HDPE (emballé individuellement)

Réf.	Volume (ml)	Unités/carton	Réf. UGAP
845223	150	12	3491702
845224	250	12	3491703
845225	500	12	3491704
845226	1000	12	3491705



Flacons récepteurs pour unités de filtration

NOUVEAU

Retrouvez les prix promotionnels dans votre espace UGAP !



UGAP

Rechercher un produit, une référence ou une page



MON ESPACE CLIENT
Connexion - Inscription



MON PANIER
0 produit