

## Micropipettes Acura® manual 825, 835 et 855

- Légères, prise en main optimisée et activation souple du piston
- Réglage du volume avec butée de précision
- Capuchon tournant empêchant toute modification accidentelle du volume
- Calibration rapide et sûre par l'utilisateur
- Autoclavables sans démontage
- Robustes, résistantes aux chocs et aux UV
- Garantie : 3 ans



### Micropipette Acura® 825

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Réf.	Réf. UGAP
0,1 - 2	0,002	10 µl	061104	3487925
0,5 - 10	0,01	10 µl	061105	3487926
1 - 10	0,01	200 µl	061106	3487927
2 - 20	0,02	200 µl	061107	3487928
5 - 50	0,1	200 µl	061108	3487929
10 - 100	0,1	200 µl	061109	3487930
20 - 200	0,2	200 et 350 µl	061110	3487931
100 - 1 000	1	1000 µl	061111	3487932


 Acura®  
825

### Macropipettes Acura® 835

- Pipettes Pasteur ou embout paille utilisables sur les modèles 2 et 5 ml grâce à l'adaptateur
- Existe également en volume fixe, retrouvez-les sur notre site web

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Réf.	Réf. UGAP
200 - 2 000	0,002	2 ml	061714	3487957
200 - 2 000	0,002	2 ml	350377	4104240
500 - 5 000	0,01	5 ml	061112	3487958
500 - 5 000	0,01	5 ml	061200	3487959
1 - 10 000	0,01	10 ml	061113	3487960


 Acura®  
835

 Acura®  
855

### Micropipettes multicanaux Acura® 855

- Rotation de la partie basse sur 360 °C

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	8 canaux		12 canaux	
			Réf.	Réf. UGAP	Réf.	Réf. UGAP
0,5 - 10	0,01	10 µl	061132	3487971	061135	3487975
5 - 50	0,1	200 µl	061133	3487972	061136	3487976
10 - 100	0,1	200 µl	350370	3491801	-	-
20 - 200	0,2	200 µl	061363	3487973	061364	3487975
40 - 350	0,4	350 µl	061134	3487974	061137	3487976



## Portoir twister universel pour 6 pipettes

- Pour 6 pipettes de toutes marques
- Rotation facile de l'ensemble du portoir en faisant tourner la base du doigt
- Très stable
- Patins antidérapants
- 7 coloris vifs et translucides
- Racks colorés, se démontent du support et se nettoient facilement avec de l'eau et du détergent

Coloris	Bleu Saphir	Vert Emeraude	Orange Topaz	Gris Quartz	Rouge Rubis	Transp. Diamant	Jaune Citrine
Réf.	061791	061792	061793	061794	061795	061796	061797
Réf. UGAP	3487731	3487732	3487733	3487734	3487735	3491797	3487736

## Support universel pour 7 micropipettes



Pour modèles Socorex monocanal, manuels, électroniques et pour modules volumétriques supplémentaires.

Réf.	Coloris	Réf. UGAP
061005	Gris clair	3487738
061006	Vanille	3487741
061007	Bleu glacier	3487737
061008	Menthe	3487739
061365	Rose	3487740

## Support pour 3 pipettes



Support conçu pour 3 pipettes multicanaux et monocanal.

Pour une tenue parfaite et la prise facile de chaque instrument.

Pour tous modèles Calibra® et Acura®.

- Bonne stabilité sur la paillasse
- Pieds antidérapants
- Polyamide robuste simple à nettoyer

Réf.	Désignation	Réf. UGAP
061257	Support pour 3 pipettes	3487742

Retrouvez  
les prix dans votre espace  
UGAP!

