

23 mai 2017

Chambre d'électrophorèse cuve et générateur MUPID-ONE 230 V

livrée complète avec couvercle, plateaux, peignes,
et préparateur de gels



Saisissez la référence sur www.dutscher.com pour accéder à toutes les informations du produit.

399 - ~~692~~

VF088900 - Prix Vente Flash

- Cuve
 - Utilisable avec les pipettes multicanaux : distance inter-puits de 9 mm pour 13 dépôts ou 4,5 mm pour 26 dépôts
 - L x H x l : 183 x 56 x 164 mm
 - Volume de tampon : 300 - 330 ml
- Plateaux
 - Plateau long de 12 cm, livré en standard avec deux plateaux de longueur de migration de 6 cm
- Générateur
 - Détecteur de sécurité : Photosensor qui détecte la présence du couvercle
 - Minuteur : programmable de 0 à 99 min ou fonctionnement en continu
 - Fonction mémoire : la dernière migration est mémorisée en temps et voltage

Four à hybridation Major MO-AOR avec agitateur orbital intégré



SAISISSEZ LA RÉFÉRENCE SUR
DUTSCHER.COM
POUR VOIR LA VIDÉO PRODUIT



Dans la limite des stocks disponibles

1968 - ~~3336~~

022115X - Prix HT DDgriff

- Affichage de la programmation via un écran tactile
- Agitation sur le modèle orbital bidirectionnelle
- Calibration possible par l'utilisateur
- Fermeture de sécurité sur la porte
- Large gamme d'accessoires disponibles
- Pour 4 flacons de 500 ml ou 5 flacons de 250 ml



Saisissez la référence sur www.dutscher.com pour accéder à toutes les informations du produit.

A commander dans les 7 jours !

Vous avez donc jusqu'au 29 mai pour envoyer votre bon de commande par email, fax ou courrier, ou sur dutscher.com ajouter les références et quantités souhaitées à votre panier (cliquer ensuite sur "Afficher mon panier" puis finaliser).

Service Client
03 88 59 33 90

Dutscher.com
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE



Découvrez la Vente Flash
avant tout le monde sur
notre page Facebook