Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

SPECTROPHOTOMÈTRES V-730 LACTO V-ONE POUR NOIR AMIDO

NEW

JASCO



Validé CECALAIT. Lait de vache, brebis et chèvre.

- Autorisé d'emploi par le CNIEL
- Conforme norme NF V 04 216 : détermination de la teneur en proteines vraies pour lait de vache, de brebis et chèvre
- Très grande précision et reproductibilité
- 2 longueurs d'onde spécifiques pour la méthode du noir amido (578 nm/620 nm)
- Courbe linéaire ou quadratique
- Zéro automatique
- Appareil de mesure dissocié du système d'exploitation des données

Caractéristiques en mode NOIR AMIDO :

- Appareil livré avec cuve de circulation et logiciel Spectra Manager 2
- Bande passante = 1 nm
- Linéarité de 0 à 3 D.O pour un blanc réactif compris entre 1 et 2 D.O
- Précision ± 0,01 g/litre ou g/kg
- Reproductibilité ± 0,03 g/litre
- Lecture de l'analyse par affichage digital en mode concentration (toutes unités) ou en mode absorbance (D.O)

Spectrophotomètres V-730 Lacto V-one pour méthode noir amido avec logiciel PC Spectra Manager 2

Réf.	Pompe péristaltique inclus	PC (Windows 10 ou 11 Pro à ajouter)	Module tactile couleur	€
185210	Non	Oui	Non	NC -
185218	Oui (labn3)	Non	Oui	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
139089	Cuve à circulation	NC -
761218	Tube essai 18 x 180 mm épaisseur 1,2 mm	NC -
950323	Centrifugeuse Nova Safety	NC -
950316	Centrifugeuse Super Vario N pour 36 butys	NC -
950317	Couronne A pour 36 butys	NC -
950318	Douille pour butyromètre	NC -
024193	Agitateur rotatif pour 24 tubes diamètre 18 mm	NC -

Compléments diluteur autonome

Réf.	Désignation	€
491061V3	Diluteur Hamilton ML600 avec seringues 1 et 25 ml	NC -
400182	Diluteur Gilson Verity 4120	NC -
400183B	Contrôleur Verity avec poignée de distribution	NC -
400187	Seringue 1 ml	NC -
400190	Seringue 25 ml	NC -

Pompe péristaltique

Réf.	Désignation	€
129100	Pompe péristaltique LabN3 avec tête easypump 1	NC -



Solutions

Réf.	Désignation	€
30501-1L-HON	Solution ammoniaque 25 % - Flacon 1 litre	NC -
126352.1214-ITW	Noir amido 0,9 g/l - 5 litres conforme V04 216	NC -
502050-CER	Noir amido 0,9 g/l - 5 litres	NC -
502051-CER	Noir amido 0,9 g/l - 10 litres	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Réf DD : XXXXXX

Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER